


# MEMBRAN-KOMPRESSOR AEROBOY-INHALATIONSAPPARAT



**Das problemlose Gerät für die Aerosol-Inhalations-Therapie in Spital, Heim, Arztpraxis oder zu Hause.**

**Indikation:**

Dieses Gerät dient, zusammen mit dem zugehörigen Vernebler und dem vom Arzt vorgeschriebenen Medikament, für die Behandlung der Luftwege.

**Ausführung:**

Kunststoffgehäuse, Traggriff, 2 m Anschlusskabel, geräuscharmer Lauf, hohe Lebensdauer, oel- und fettfreie Luft.

**Technische Daten:**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Spannung:                 | 230 Volt 50 Hz |
| Leistung:                 | 60 Watt        |
| Länge:                    | 21 cm          |
| Breite:                   | 19 cm          |
| Höhe mit Verneblerhalter: | 16 cm          |
| Gewicht:                  | 2,800 kg       |
| Membrankompressor         |                |
| Luftmenge:                | 11 l/min       |


**Texte français au verso! English version reverse!**

Technische Änderungen vorbehalten



**COMPRESSEUR A MEMBRANE  
AEROBOY APPAREIL D'INHALATION  
AEROBOY INHALER**

**stäubli**  
SWITZERLAND



**L'appareil sans problème pour la thérapie aérosol et inhalation à l'hôpital, à la maison de retraite, au cabinet médical ou chez-soi.**

**Indications:**

Cet appareil sert, accompagné avec le nébuliseur y afférent et le médicament prescrit par le médecin, à traiter les voies respiratoires.

**Exécution:**

Boîtier en matière plastique, poignée de transport, câble de raccordement 2 m, fonctionnement silencieux, grande longévité, air sans huile ni graisse.

**The easy to use appliance for the aerosol- and inhalation therapy in hospital, home and physicians cabinet.**

**Indication:**

This appliance serves, together with the appropriate nebulizer as well as the medication prescribed by the physician, for the treatment of the respiratory ways.

**Execution:**

Case in synthetic material, handle, 2 m cable set, silent running, long-lasting, oil- and grease-free air.

**Caractéristiques techniques/Special features:**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Tension/Voltage:   | 230 volts 50 Hz |
| Puissance/Power:   | 60 VA           |
| Longueur/Length:   | 21 cm           |
| Largeur/Width:   | 19 cm           |
| Hauteur av. porte-nébuliseur/Heigth:                                     | 16 cm           |
| Poids/Weight:  | 2,800 kg        |
| Compresseur à membrane Débit Air/<br>Air quantity of membran compressor: | 11 l/min        |

**CE** 1250

Sous réserve de modifications techniques  
Under reserve of technical changes