

3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020

Seite 1

3.1 Absaugpumpe Universal 350



3.2 Absaugpumpe Univac

3.2.1 Absaugpumpe Univac tragbar



3.3 Absaugpumpe Minivac

3.3.1 Absaugpumpe Minivac auf Fahrgestell



3.4 Verbrauchsmaterial zu Absaugpumpen

3.5 Zubehör zu Absaugpumpen

3.5.1 Absaugsystem, Absaugbehälter

3.5.2 Überlaufsicherung

3.5.3 Spühlbecher, Katheterköcher

3.5.4 Diverses Zubehör

3.6 Mamivac



3.7 Zubehör Mamivac

3.8 CBC FunWatch



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020
Seite 2

3.1 Absaugpumpe Universal 350

8010 Stäubli Pumpe Universal 350

230 V 50 Hz, mit Vakuummeter 0 - -1 bar, Störschutzfilter, 2 Schienen zum Anbringen von Zubehör, Schlauchhalter, Elektrokabel 4m, Kabelhalter, fahrbare Ausführung auf Fahrgestell 5-Lenkrollen antistatisch, Stecker für Potentialausgleich, mit Stundenzähler, mit 2-Liter Absaugvorrichtung (Glas). CE



8015 Stäubli Pumpe Universal 350M

230 V 50 Hz, mit Vakuummeter 0 - -1 bar, Störschutzfilter, 2 Schienen zum Anbringen von Zubehör, Schlauchhalter, Elektrokabel 4m, Kabelhalter, mit Stundenzähler, fahrbare Ausführung auf Fahrgestell 5-Lenkrollen antistatisch, Stecker für Potentialausgleich, 2-Liter Absaugvorrichtung (Poly). CE



8017 Stäubli Pumpe Universal 350

230 V 50 Hz, mit Vakuummeter 0 - -1 bar, Störschutzfilter, 2 Schienen zum Anbringen von Zubehör, Schlauchhalter, Elektrokabel 4m, Kabelhalter, mit Stundenzähler, fahrbare Ausführung auf Fahrgestell 5-Lenkrollen antistatisch, Stecker für Potentialausgleich, ohne Absaugvorrichtung. CE



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020

Seite 3

8018 Stäubli Pumpe Universal 350M, Monovac-Absaug-System

230 V 50 Hz, mit Vakuummeter 0 - -1 bar, Universalhalter, 2 Schienen zum Anbringen von Zubehör, Schlauchhalter, Elektrokabel 4m, Kabelhalter, fahrbare Ausführung, Stecker für Potentialausgleich, Stundenzähler, mit Absaugvorrichtung 2-Liter Monovac. CE



8019 Stäubli Pumpe Universal 350, mit 4-Liter Poly

230 V 50 Hz, mit Vakuummeter 0 - -1 bar, Störschutzfilter, 2 Schienen zum Anbringen von Zubehör, Schlauchhalter, Elektrokabel 4m, Kabelhalter, mit Stundenzähler, fahrbare Ausführung auf Fahrgestell 5-Lenkrollen antistatisch, Stecker für Potentialausgleich, 4-Liter Absaugvorrichtung (Poly). CE



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020
Seite 4

3.2 Absaugpumpe Univac

10005 Univac-Pumpe-Stäubli

230 V 50 Hz, mit Vakuummeter 0 - -1 bar, Gerätestecker, Zuleitungskabel 4m, Kabelhalter, Regulierventil, Stahlblechgehäuse mit kratzfester Lackierung (Pulverbeschichtung), fahrbare Ausführung auf Fahrgestell 5-Lenkrollen, Schiene 8x35 für Zubehör, Stecker für Potentialausgleich, mit 2 Liter Absaugvorrichtung (Glas), CE



10006 Univac-Pumpe-Stäubli PP

230 V 50 Hz, mit Vakuummeter 0 - -1 bar, Gerätestecker, Zuleitungskabel 4m, Kabelhalter, Regulierventil, Stahlblechgehäuse mit kratzfester Lackierung (Pulverbeschichtung), fahrbare Ausführung auf Fahrgestell 5-Lenkrollen, Schiene 8x35 für Zubehör, Stecker für Potentialausgleich, mit 2 Liter Absaugvorrichtung (Poly), CE
Ref.MiGeL 01.02.01.00.2



10008 Univac-Absaugpumpe Stäubli Monovac (Einwegsystem), fahrbar

auf Fahrgestell 5-Lenkrollen, 230 V 50 Hz, mit Vakuummeter 0 - -1 bar, Gerätestecker, Zuleitungskabel 4m, Kabelhalter, Regulierventil, Stahlblechgehäuse mit kratzfester Lackierung (Pulverbeschichtung), Schiene 8x35 für Zubehör



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020

Seite 5

3.2.1 Absaugpumpe Univac tragbar

10000 Univac-Pumpe-Stäubli

230 V 50 Hz, mit Vakuummeter 0 - -1 bar, Gerätestecker, Zuleitungskabel 4m, Kabelhalter, Regulierventil, Stahlblechgehäuse mit kratzfester Lackierung (Pulverbeschichtung), Stecker für Potentialausgleich, tragbare Ausführung, ohne Absaugvorrichtung, CE.



10002 Univac-Pumpe-Stäubli

230 V 50 Hz, mit Vakuummeter 0 - -1 bar, Gerätestecker, Zuleitungskabel 4m, Kabelhalter, Regulierventil, Stahlblechgehäuse mit kratzfester Lackierung (Pulverbeschichtung), Stecker für Potentialausgleich, tragbare Ausführung, mit 2-Liter Absaugvorrichtung (Glas), CE



10003 Univac-Pumpe-Stäubli tragbare Ausführung

230 V 50 Hz, mit Vakuummeter 0 - -1 bar, Gerätestecker, Zuleitungskabel 4m, Kabelhalter, Regulierventil, Stahlblechgehäuse mit kratzfester Lackierung (Pulverbeschichtung), Stecker für Potentialausgleich, mit 2-Liter Absaugvorrichtung (Poly), CE



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020
Seite 6

10007 Univac-Absaugpumpe Stäubli 2-Liter Monovac System, tragbar

230 V 50 Hz, mit Vakuummeter 0 - -1 bar, Gerätestecker,
Zuleitungskabel 4m, Kabelhalter, Regulierventil, Stahlblechgehäuse mit
kratzfester Lackierung (Pulverbeschichtung), Stecker für
Potentialausgleich



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020

Seite 7

3.3 Absaugpumpe Minivac

9010e MINIVAC-Absaugpumpe 230 Volt tragbare Ausführung

mit Absaugvorrichtung 1-Liter Serres (Einwegsystem)



9005 MINIVAC-Absaugpumpe 230 Volt, tragbar, mit Traggriff, Vakuummeter 0 - -1bar,

2 m Kabel, mit 1-Liter Absaugvorrichtung (Glas) und Schwimmerüberlaufsicherung, CE



9000 MINIVAC-Absaugpumpe 230 Volt, mit Traggriff, Vakuummeter 0 - -1bar,

2m Kabel, ohne Absaugvorrichtung, CE



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020
Seite 8

3.3.1 Absaugpumpe Minivac auf Fahrgestell

9005a MINIVAC-Absaugpumpe, 230 Volt, mit Traggriff, Vakuummeter 0- -1 bar,

2m Kabel, mit 1-Liter Absaugvorrichtung (Glas) und
Schwimmerüberlaufsicherung,
auf Fahrgestell 5-Lenkrollen antistatisch



9010d MINIVAC-Absaugpumpe 230 Volt, fahrbare Ausführung auf Fahrgestell 5-Lenkrollen,

antistatisch, mit Absaugvorrichtung 1-Liter Serres (Einwegsystem)



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020

Seite 9

3.4 Verbrauchsmaterial zu Absaugpumpen

2005 Kunststoffschlauch farblos, glasklar 7x11mm



1301.2100.83 **Absaugschlauch (Einweg) CH25, 2.1m, 2 Trichter, unsteril**
US zu Absaugpumpen und
zu Absaugpumpen und Absaugsystem Serres



2036 **Absaugschlauch (Einweg) 2.1m, mit Trichter und**
Fingertipp, unsteril
zu Absaugpumpen und Absaugsystem Serres, ID:7mm, AD:10mm
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



40000 **Bakterienfilter zu allen Absauggeräten Ref.MiGeL**
01.02.01.01.2



57157 **Serres-Absaugbeutel 1-Liter, mit Winkel für Einwegsystem**
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020
Seite 10

8071h **Stecknippel Aluminium 9mm Schlauch-Innendurchmesser
6-8mm**
Ref.MiGel 01.02.01.01.2



57308 **Serres Kanister 1 Liter, autoklavierbar, mit Winkel, zu
Einwegsystem**



8071f **Stecknippel Aluminium 11mm, Patientsens.
Schlauch-Innendurchmesser 7-9mm**



8070c **Monovac Sekret-Sack 6mm mit Überlaufsicherung, grün**
Ref.MiGel 01.02.01.01.2



8070c2 **Monovac Sekret-Sack, 9mm, mit hydrophobem Filter - gelb**
Ref.MiGel 01.02.01.01.2



8070b **2 Liter Flasche Polysulphon zu Monovac Sekret-Sack**
Ref.MiGel 01.02.01.01.2



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020
Seite 11

11181 Schlauchverbinder 7x7 für ø7-10mm, Polypropylen
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



13203a Vakuum-Stop-Ventil Erwachsene + Halter



13211 Fingertip, PVC, steril



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020
Seite 12


3.5 Zubehör zu Absaugpumpen

8128 Netz Kabel 4m mit Eurodose und Stecker



3.5.1 Absaugsystem, Absaugbehälter

8070 Saugflasche 2 Liter Glas



9016d Serres Absaug-System für Universal, Univac
mit Flasche, Sekrecksack 1-Liter, kompl., mit Universalhalter



8088a Monovac Absaug-System für Universal, mit Flasche und
Sekrecksack 2-Liter komplett,
mit Halter



8050 Flaschenhalter für Schiene 8x35 zu 2 Liter Flasche



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020
Seite 13

8051 Flaschenhalter zum Schrauben für 2 Liter Flasche



**8071c11 Schnellverschlussdeckel (11mm) komplett mit Traggriff
4x20mm und 2 Nippel
(8071h+8071f)**



**8088 Universalhalter mit T-Profil 5x25mm für Monovac
Sekretflaschen**



**8088b Universalhalter mit T-Profil 30x5mm für Serres
Sekretflaschen**



9006 Saugdeckel zu Minivac 1-Liter komplett



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac


17.01.2020
Seite 14

3.5.2 Überlaufsicherung

11101a Automat. Überlaufsicherung mit Aluminium Schraubdeckel




11101c1 Automatische Überlaufsicherung Metall mit Schienenhalter
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2




11101d1 Automatische Überlaufsicherung mit Metalldeckel u.mit
Halter zum Schrauben



11102 Schraubbecher für Überlaufsicherung aus Kunststoff



8060 Halter zu Überlaufsicherung und Überlaufflasche 2,5 dl
(f.Schiene 8x35)
mit Einhängeprofil



8061 Halter zu Überlaufsicherung und Überlaufflasche 2,5 dl
(zum Schrauben)



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020
Seite 15

3.5.3 Spühlbecher, Katheterköcher

4101a Universalhalter komplett mit Ringhalter für Spühlbecher



4105 Spühlbecher mittel, mit Universal- Ringhalter, L=220mm,
DM=150mm/85mm
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



4105a Spühlbecher mittel, ohne Universal- Ringhalter, L=220mm,
DM=120/85mm



4102 Katheterköcher mit Universalhalter L=500mm, DM=100mm



4102d Katheterköcher mit Universalhalter L=400mm, DM=60mm,
Boden mit 3 Loch DM 6mm
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



4102f Katheterköcher mit Universalhalter L=700mm, DM=100mm




3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020
Seite 16

4102g Katheterköcher mit Universalhalter L=800mm, DM=100mm



4106a Katheterkorb mit Bügel für Schiene 8x35 100x75x380mm,
aus rostfreiem Stahl
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



4106b Katheterkorb mit 2 Bügeln für Schiene 8x35,
100x75x480mm, aus rostfreiem Stahl



3.5.4 Diverses Zubehör

4100 Ablage-Tablar mit Schienenhalter 8x35mm, aus rostfreiem
Stahl, 120x205mm



4207 Verstellbare Schiene, lang, 400mm



4207k Schiene kurz verstellbar 180mm



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020
Seite 17

3.6 Mamivac

2260 Hebammenstethoskop, Buchenholz Länge 18cm "Pinard"



2261 Hebammenstethoskop aus Buchenholz Länge 33cm "Pinard"



281210 Milchpumpenset Mamivac Standard mit 2-ter Flasche als Überlaufgefäss

281220 Milchpumpenset Mamivac Standard Soft mit 2-ter Flasche als Überlaufgefäss

281360 MAMIVAC EASY Handmilchpumpe



281441 Brusthütchen konisch Gr. kS, 1 Paar



281442 Brusthütchen konisch Gr. L, 1 Paar



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020

Seite 18

281476 Mamivac Hydro-Gel Pad, 2 Stk.



281477 Mamivac Hydro-Gel Pad VPE: 45 Stk. (Klinik-Packung)



281481 Brusthütchen Gr. S, Silikon, 1 Paar kirschform



281482 Brusthütchen Gr. M, Silikon, 1 Paar kirschform




281484 Brusthütchen M, Silikon, kirschform Klinikpackung à 50 Stk.



281486 Mamivac Hygiene-Vlieshüllen VPE 5 Stk.

281487 Mamivac Thermo-Pack inkl. 3 Hygiene- Vlieshüllen



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020
Seite 19

281488 Mamilan Brustcreme 1 Tube à 30ml



281494 Mamilan Brustcreme Tube à 10ml



281495 Mamivac Stilleinlagen (antimikrobielle Microfaser)mit
Waschnetz,VPE 6Stk.in Box



282100 Muttermilch-Gefrierbeutel, steril 1 Packung à 20 Stk.



282110 Adapter für Muttermilch-Gefrierbeutel

282112 Mamivac "Babyfeed" Fütterungshilfe

283100 Mamivac Sensitive Absaugset mit 125 ml PP Flasche

283200 Mamivac Sensitive Doppelabsaugset

Bank / Banque: Credit Suisse
CH-8810 Horgen
Konto / Compte: 792 800-31, Cl.-Nr. 4355
IBAN: CH28 0483 8079 2800 3100 0
PC / CCP: 80-12322-0
E-Mail: info@maxstaeubli.ch
Webseite: www.maxstaeubli.ch

MEDIZINISCHE GERÄTE
APPAREILS MÉDICAUX
MEDICAL APPARATUS



Max Stäubli AG Spätzstrasse 14 8810 Horgen Telefon: 044 728 80 40 Fax: 044 728 80 41

3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020
Seite 20

284000

**Mamivac Sensitive-C, elektrische 2-Phasen Milchpumpe mit
1 Absaugset**
für Klinik und Verleih



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020
Seite 21

3.7 Zubehör Mamivac

281240 Classic & Soft Zubehörset zu Mamivac EVE mit 150 ml Flasche

281450 Doppelabsaugset Mamivac Classic&Soft mit 125 ml Flaschen

281450a Stecknippel Y zu Mamivac Eve

281496 Milchauffangschale 1 Paar



281903 Überlaufgefäss f.EVE mit Hygienefilter, Schlauch, Dichtungen und Überlaufschutz zu Mamivac

281904 Dichtring, rot, für Hygienefilter MAMIVAC

281905 Dichtring, transparent f. Überlaufgefäss MAMIVAC, 1 Packung à 10 Stk.

281910 Hygienefilter mit Dichtung für Mamivac 1 Packung à 10 Stk.

8012 Dichtung, weiss, für Absaugsets 1 Packung à 10 Stk.

V1030012 Aufbewahrungsbox für 1Paar Stillhütchen mit Gebrauchsanleitung

3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020
Seite 22

3.8 CBC FunWatch

6028a Gravur auf Karabiner CBC FunWatch

6028 CBC FunWatch, med.Zifferblatt, vanille Gummigehäuse, silber Karabiner
ohne Logo, ohne Aufdruck
Batterie auswechselbar



6029 CBC FunWatch, med.Zifferblatt brombeer Gummigehäuse, silber Karabiner
ohne Logo, ohne Aufdruck
Batterie auswechselbar



6031 CBC FunWatch, med.Zifferblatt rotes Gummigehäuse, silber Karabiner
ohne Logo, ohne Aufdruck
Batterie auswechselbar



6032 CBC FunWatch, med.Zifferblatt, blaues Gummigehäuse, silber Karabiner
ohne Aufdruck, ohne Logo
Batterie auswechselbar



6033 CBC FunWatch, med. Zifferblatt weisses Gummigehäuse, silber Karabiner
ohne Logo, ohne Aufdruck
Batterie auswechselbar



3) Universal 350/Univac/Minivac/Mamivac

17.01.2020
Seite 23

6034 **CBC FunWatch, med.Zifferblatt vanille Gummigehäuse, roter Karabiner**
ohne Logo, ohne Aufdruck
Batterie auswechselbar



6035 **CBC FunWatch, med.Zifferblatt, brombeer Gummigehäuse, lila Karabiner**
ohne Logo, ohne Aufdruck
Batterie auswechselbar



6036 **CBC FunWatch, med.Zifferblatt rotes Gummigehäuse, roter Karabiner**
ohne Logo, ohne Aufdruck
Batterie auswechselbar



6037 **CBC FunWatch, med.Zifferblatt, blaues Gummigehäuse, blauer Karabiner**
ohne Logo, ohne Aufdruck
Batterie auswechselbar



6038 **CBC FunWatch, med. Zifferblatt weisses Gummigehäuse, Karabiner grün**
ohne Logo, ohne Aufdruck
Batterie auswechselbar



Technische- und Preisänderungen vorbehalten. Die Bilder können vom Artikel abweichen.