

Aeroboy Appareil d'Inhalation



L'inhalateur Aeroboy est un dispositif simple destiné à être utilisé à l'hôpital, dans des maisons de retraite, dans des cabinets de médecine ou à des fins privées. Avec le nébuliseur et le médicament prescrit par le médecin, il est utilisé pour le traitement des voies respiratoires.

L'appareil est adapté aux nébuliseurs, masques et tubes fournis par Max Stäubli SA. Nous vous recommandons donc d'utiliser les nébuliseurs fournis par nous.

Données techniques:

Tension:	230 V / 50 Hz
Puissance moteur:	180 VA
Dimensions (longueur x largeur x hauteur):	21 x 19 x 16 cm
Poids:	2.8 Kg

Humidificateur à ultrasons



Caractéristiques spéciales:

- Le volume d'air et la quantité de nébulisation sont réglables
- Version mobile: sur un chariot à 5 roues
- Opération facile
- Fonctionnement silencieux
- Système d'eau stérile avec chambre de nébulisation fermée ou système ouvert pour la nébulisation avec de l'eau distillée
- Compteur d'heures
- Produit de qualité suisse

Données techniques:

Tension:	230 V / 50 Hz
Puissance moteur:	30 VA
Hauteur avec chariot:	160 cm
Diamètre chariot:	55 cm
Poids (sans câble et chariot):	2.8 Kg
Poids avec chariot (sans accessoires):	8.0 kg
Capacité de nébulisation:	250 ml/h

5) Aeroboy / Nébuliseurs Air à base Ultrasons (USV)

13.07.2020

Page 1

5.1 Aeroboy Appareil d'Inhalation

- 5.1.1 Kit d'humidification
- 5.1.2 Tuyaux d'inhalateur
- 5.1.3 Nébuliseur et accessoires



5.2 Humidificateur à ultrasons

- 5.2.1 Humidificateur avec système d'eau ouvert
- 5.2.2 Humidificateur avec système d'eau stérile fermé
- 5.2.3 Accessoires pour humidificateur
- 5.2.4 Accessoires pour humidificateur système ouvert
- 5.2.5 Accessoires pour humidificateur système fermé
- 5.2.6 Eau stérile



5) Aeroboy / Nébuliseurs Air à base Ultrasons (USV)

13.07.2020

Page 2

5.1 Aeroboy Appareil d'Inhalation

20300 Aeroboy appareil d'inhalation, sans accessoires, avec support



20341 Aeroboy appareil d'inhalation avec masque, nébuliseur et tuyau, support nébuliseur



5.1.1 Kit d'humidification

20513 nébuliseur pour les médicaments avec pièce de bouche et T-pièce HU41897



20515 set nébuliseur avec masque, nébuliseur, tuyau, sortie en bas HU41893
Ref.MiGeL 14.02.01.00.1



5) Aeroboy / Nébuliseurs Air à base Ultrasons (USV)

13.07.2020

Page 3

20516 set nébuliseur avec pièce bouche, avec pièce T et tuyau, sortie en bas, HU41892



5.1.2 Tuyaux d'inhalateur

20514 Tuyau d'oxygène 2,1m HU41115 Air et O2



5.1.3 Nébuliseur et accessoires

20511 pot nébuliseur pour les médicaments



20395 pièce de bouche HK 960



20398 T-Adapdateur pour Nébuliseur HU41639



5) Aeroboy / Nébuliseurs Air à base Ultrasons (USV)

13.07.2020
Page 4

20397 **masque d'aérosol, enfant, HK 220**



20512 **masque d'aérosol, adulte, HU41083**



5) Aeroboy / Nébuliseurs Air à base Ultrasons (USV)

13.07.2020
Page 5

5.2 Humidificateur à ultrasons

20700GS Humidificateur Air à base d'ultrasons SCUN 101SA+, système fermé (DP)

avec couvercle pour chambre nébuliseur, avec oscillateur Omega, avec cercle Alu et crochet ajustable, complet sur statif



20900GS Humidificateur Air à base d'ultrasons (USV) SCUN 101SA+ système clos (DP)

avec couvercle pour chambre nébuliseur, avec oscillateur Omega, avec cercle alu et crochet ajustable, complet sans statif



5.2.1 Humidificateur avec système d'eau ouvert

20700 Humidificateur Air à base d'ultrasons (USV) SCUN 101SA+, système ouvert,

complet sur statif



5) Aeroboy / Nébuliseurs Air à base Ultrasons (USV)

13.07.2020

Page 6

20900 Humidificateur Air à base d'ultrasons (USV) SCUN 101SA+, compl., système ouvert,

sans statif



5.2.2 Humidificateur avec système d'eau stérile fermé

20701GS Humidificateur Air à base d'ultrasons (USV) SCUN 101SA+, système fermé (DP)

avec cercle alu et crochet ajustable, sans couvercle pour chambre nébuliseur, sur statif



20901GS Humidificateur Air à base d'ultrasons (USV) SCUN 101SA+, chambre nébuliseur

système clos (DP), avec oscillateur Omega, avec cercle alu et crochet ajustable, complet sans statif



5) Aeroboy / Nébuliseurs Air à base Ultrasons (USV)

13.07.2020
Page 7

5.2.3 Accessoires pour humidificateur

20751 tuyau spirale Patient (90cm)



20770 tuyau spirale p. ventilation/air (30cm)



20751a tuyau spirale, 1 rouleau à 50 mètres pour la découpe (patient/air)

20752 Filtre bactérien pour nébuliseur Lot N°



20785 Natte pour filtre poussière



20728a Chambre nébuliseur avec interrupteur flotteur (sans couvercle),
avec oscillateur TU 26x



5) Aeroboy / Nébuliseurs Air à base Ultrasons (USV)

13.07.2020

Page 8

3209 tuyau stérilisé silicone (600x22mm) (tuyau patient)



3218 tuyau stérilisé silicone (300x22mm) (tuyau air)



5.2.4 Accessoires pour humidificateur système ouvert

20753 système tuyau pour humidificateur air pour système ouvert, composé de:
de tuyau patient (90cm), tuyau alimentation air (30cm), filtre bactérien et Intrafix Air



20754 système tuyau pour humidificateur air pour système ouvert, composé de:
tuyau patient Art.20751 (90cm), tuyau alimentation air Art.20770 (30cm), filtre bactérien Art.20752



20756a Intrafix Air, Set à Infusion pour USV



20778 Couvercle pour chambre Nébuliseur USV complet



5) Aeroboy / Nébuliseurs Air à base Ultrasons (USV)

13.07.2020

Page 9

5.2.5 Accessoires pour humidificateur système fermé

20803 Kit d'humidification pour DP 100, percutable, avec ligne alimentation eau (1pce)



20804 Kit d'humidification DP100, avec ligne d'alimentation (1 carton à 10pcs)



20754a système tuyau pour humidificateur air pour système fermé complet avec DP

composé de: tuyau patient Art.20751 (90cm), tuyau alimentation air Art.20770 (30cm), filtre bactérien Art.20752, kit humidification DP Art.20803



20798 Anneau/Bague en aluminium pour système eau stérile pour DP100 et USV



5.2.6 Eau stérile

20755 Eau distillée "AQUA" 2-litres (unité d'emb.:6pcs) prix indiqué 1pce



5) Aeroboy / Nébuliseurs Air à base Ultrasons (USV)

13.07.2020
Page 10

20755b Eau distillée 1 litre /indice prix :1pce (emb.10pces/carton)



Sous réserve de modifications techniques et de prix. Les images peuvent différer de l'article