

Laerdal Suction Unit (LSU)



Die LSU ist die erste Absaugereinheit mit Selbsttestfunktion. Mit nur einem Tastendruck überprüft das Gerät selbstständig Saugleistung (maximal und minimal) und Dichtigkeit.

Die LSU verfügt über ein integriertes Ladegerät. Der Akku kann jederzeit ohne Hilfsmittel ausgetauscht werden. Egal für welches Einsatzgebiet, Absaugung bei Kindern oder Erwachsenen, nasal oder oral, im klinischen- oder Notfallbetrieb.

- Saugleistung: 25 Liter/Min.
- Vakuum: > 500mmHg / 0.66bar
- Betrieb: Akku/Netzbetrieb
- Betriebsdauer ab Akku: >20min

Lieferumfang:

Stromkabel, DC Autoladekabel, Akku, 1 Absaugschlauch, 1 Absaugkanister (mit Deckel, Schwimmerball, Vakuumverschluss, Dichtung), 1 Winkelanschluss, 1 Absaugkatheter-Adapter, 1 Aerosolfilter, Bedienungsanleitung

Laerdal Compact Absaugeinheit LCSU 4 mit Einwegbehälter 300ml



Die LCSU 4 wiegt lediglich 1,5 kg und hat einen Durchfluss von 30 LPM – die LCSU 4 ist das perfekte Werkzeug für Ersthelfer und medizinische Fachkräfte. Der entsorgbare Kanister rastet ein und macht externe Schläuche überflüssig, die den Rettungsprozess bislang oft verlangsamt haben.

Die LED-Anzeige gewährt zusammen mit dem "grossen Klick-Knopf" verbesserte Kontrolle, sodass angemessene Versorgung auch mit grossen Handschuhen möglich ist.

Technische Daten:

Hoher Durchlauf / starkes Vakuum

Vakuum max.: 550+ mmHg / 0.73bar

Vakuum-Einstellbereich: 50-550+ mmHg / 0.06-0.73bar

45 Minuten Absaugen mit freiem Durchlauf

Lieferumfang: Patientenschlauch 0.9m, 300ml Einweg-Absaugbehälter, Wechsel- und Gleichstromadapter/ -ladegerät mit Netzkabel für 230V, Akku, Transporttasche

Spencer Jet Compact



Jet Compact ist eine zuverlässige, tragbare Absaugeinheit mit dem Flüssigkeiten aus den Atemwegen entfernt werden. Dieses Absauggerät ist ideal für den Einsatz im Notfallbereich, beim Transport oder in Krankenhäusern. Sie werden von der Vielseitigkeit und der kompakten und leichten Bauweise überrascht sein. Das Gerät ist geräuscharm und Vibrationen auf ein Minimum reduziert, so das es auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen geschätzt wird. Der Akku ist einfach zu ersetzen.

Gerät ist Flugtauglich.

Technische Daten:

Abmessungen (BxTxH):	245x70x185 mm
Gewicht:	1,6 kg
Vakuumbereich:	50 bis 550 mmHg / 0.06 bis 0.73 bar
Luftströmung am Pumpeneingang:	32 l/min
Betrieb:	Akku / Netzbetrieb

Devilbiss VacuAide (QSU)




Geringe Geräusentwicklung und hohe Saugleistung! Die VacuAide QSU überzeugt vor allem durch eine geräuschoptimierte Bauweise. Sie zählt deshalb in ihrem Segment zu einer der leisesten Absaugpumpen am Markt. Trotz der geringen Betriebsgeräusche ist die VacuAide QSU robust und leistungsstark.

- Stufenlose Vakuumregulierung von -66 bis -735 mbar (-50 bis -550 mmHg)
- Hohe Saugleistung von 27 l/min bei freiem Flow
- Neuartiger hydrophober und selbstschliessender Bakterienfilter für doppelten Überlaufschutz
- Funktionstasche, Multivolt-Netzteil und 12-Volt Fahrzeugadapter im Lieferumfang enthalten
- Betrieb in der mitgelieferten Funktionstasche möglich
- Der integrierte Akku sichert eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten im mobilen Einsatz
- Innovativer Vakuumregler im Manometer integriert

Im Lieferumfang enthalten sind auch:

- Ladegerät
- 12V Autoladekabel
- Transporttasche

Vitalograph Notfall-Aspirator



Der Vitalograph auf einen Blick:

- Einhandbetrieb
- Unabhängig von Stromversorgung
- Sofortige, effektive Saugleistung
- Universalanschlüsse für alle gebräuchlichen Katheter
- Inklusive 9mm-Tubus und 6mm-Universal-Katheter

Technische Daten:

Vakuumleistung:	
Nach 1 Zug:	120mm Hg / 16kPa
Nach 2 Zügen:	190mm Hg / 25kPa
Nach 3 Zügen:	220mm Hg / 29kPa
Maximal:	450mm Hg / 60kPa
Freie Saugleistung:	4.56 L/min, 120 Zyklen/min
Auffangvolumen:	240ml
Überlauf:	Der Aspirator funktioniert unbegrenzt
Gewicht:	400g netto
Abmessungen:	165 x 165 x 87mm

4) Mobile Absauggeräte

17.01.2020

Seite 1

4.1 Laerdal Suction Unit (LSU)

- 4.1.1 Zubehör und Verbrauchsmaterial
- 4.1.2 Zubehör LSU Einwegsystem (Serres)
- 4.1.3 Zubehör LSU Mehrwegsystem
- 4.1.4 Zubehör LCSU 4



4.2 Spencer Jet Compact

- 4.2.1 Zubehör Spencer Jet



4.3 Devilbiss VacuAide (QSU)



4.4 Vitalograph Notfall-Aspirator



4) Mobile Absauggeräte

17.01.2020
Seite 2

4.1 Laerdal Suction Unit (LSU)

LA78000010 Laerdal Absaugeinheit LSU mit 1 Liter Mehrwegkanister

Die LSU ist die erste Absaugeinheit mit Selbsttestfunktion. Mit nur einem Tastendruck überprüft das Gerät selbstständig Saugleistung (maximal und minimal) und Dichtigkeit.

Die LSU verfügt über ein integriertes Ladegerät. Der Akku kann jederzeit ohne Hilfsmittel ausgetauscht werden.
Egal für welches Einsatzgebiet, Absaugung bei Kindern oder Erwachsenen, nasal oder oral, im klinischen- oder Notfallbetrieb.

Technische Daten:

Saugleistung:	25 Liter/Min.
Vakuum:	> 500mmHg / 0.66bar
Betrieb:	Akku/Netzbetrieb
Betriebsdauer ab Akku:	>20min



Lieferumfang: Stromkabel, DC Autoladekabel, Akku, 1 Absaugschlauch, 1 Absaugkanister (mit Deckel, Schwimmerball, Vakuumverschluss, Dichtung), 1 Winkelanschluss, 1 Absaugkatheter-Adapter, 1 Aerosolfilter, Bedienungsanleitung

LA78003010 Laerdal Absaugeinheit LSU mit Einwegsystem Serres 1 Liter

Die LSU ist die erste Absaugeinheit mit Selbsttestfunktion. Mit nur einem Tastendruck überprüft das Gerät selbstständig z.B. Saugleistung (maximal und minimal) und Dichtigkeit.

Die LSU verfügt über ein integriertes Ladegerät. Der Akku kann jederzeit ohne Hilfsmittel ausgetauscht werden.
Egal für welches Einsatzgebiet, Absaugung bei Kindern oder Erwachsenen, nasal oder oral, im klinischen- oder Notfallbetrieb.

- Saugleistung: 25 Liter/Min.
- Vakuum: > 500mmHg / 0.66bar
- Betrieb: Akku/Netzbetrieb
- Betriebsdauer ab Akku: >20min



Lieferumfang: Stromkabel, DC Autoladekabel, Akku, 1 Absaugschlauch, 1 Kanister Serres 1l, 1 Absaugbeutel Serres 1l (Einweg), Bedienungsanleitung

LA780001 Laerdal Absaugeinheit LSU, Mehrweg- System, auf Fahrgestell 5-Lenkrollen

LA780002 Laerdal Absaugeinheit LSU, Einweg- System Serres 1-Liter, auf Fahrgestell

mit 5 Lenkrollen

4) Mobile Absauggeräte

17.01.2020
Seite 3

LA88006140 Laerdal Compact Absaugereinheit LCSU 4 mit Einwegbehälter 300ml

Die LCSU 4 wiegt lediglich 1,5 kg und hat einen Durchfluss von 30 LPM – die LCSU 4 ist das perfekte Werkzeug für Ersthelfer und medizinische Fachkräfte. Der entsorgbare Kanister rastet ein und macht externe Schläuche überflüssig, die den Rettungsprozess bislang oft verlangsamt haben.

Die LED-Anzeige gewährt zusammen mit dem "grossen Klick-Knopf" verbesserte Kontrolle, sodass angemessene Versorgung auch mit grossen Handschuhen möglich ist.

Technische Daten:

Hoher Durchlauf / starkes Vakuum

Vakuum max.: 550+ mmHg / 0.73bar

Vakuum-Einstellbereich: 50-550+ mmHg / 0.06-0.73bar

45 Minuten Absaugen mit freiem Durchlauf



Lieferumfang: Patientenschlauch 0.9m, 300ml Einweg-Absaugbehälter, Wechsel- und Gleichstromadapter/ -ladegerät mit Netzkabel für 230V, Akku, Transporttasche

LA88005140 Laerdal Compact Absaugereinheit LCSU 4 mit Einwegbehälter 800ml

Die LCSU 4 wiegt lediglich 1,5 kg und hat einen Durchfluss von 30 LPM – die LCSU 4 ist das perfekte Werkzeug für Ersthelfer und medizinische Fachkräfte. Der entsorgbare Kanister rastet ein und macht externe Schläuche überflüssig, die den Rettungsprozess bislang oft verlangsamt haben.

Die LED-Anzeige gewährt zusammen mit dem "grossen Klick-Knopf" verbesserte Kontrolle, sodass angemessene Versorgung auch mit grossen Handschuhen möglich ist.

Technische Daten:

Hoher Durchlauf / starkes Vakuum

Vakuum max.: 550+ mmHg / 0.73bar

Vakuum-Einstellbereich: 50-550+ mmHg / 0.06-0.73bar

45 Minuten Absaugen mit freiem Durchlauf



Lieferumfang: Patientenschlauch 1,8m, Verbindungsschlauch, 800ml Einweg-Absaugbehälter, Vakuumseitige Schlauchverbindung, Wechsel- und Gleichstromadapter/ -ladegerät mit Netzkabel für 230V, Akku, Halterung für 800ml Behälter, mit Transporttasche

4.1.1 Zubehör und Verbrauchsmaterial

1301.2100.83 Absaugschlauch (Einweg) CH25, 2.1m, 2 Trichter, unsteril US zu Absaugpumpen und Absaugsystem Serres



4) Mobile Absauggeräte

17.01.2020
Seite 4

2036 **Absaugschlauch (Einweg) 2.1m, mit Trichter und Fingertipp, unsteril**
zu Absaugpumpen und Absaugsystem Serres, ID:7mm, AD:10mm
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



2022 **Silikonschlauch autoklavabel, 8x14mm (8x3)**



HE61150 **Netzkabel 1.50m zu Laerdal LSU**



LA650113 **Absaugspitze zu Absaugschlauch LCSU und LSU (10Stk.)**
Packung mit 10 Stück



LA650113E **Absaugspitze zu Absaugschlauch LPSU und LSU (1Stk.)**
ein Stück



LA770410 **Absaugschlauch zu LSU 150cm**



4) Mobile Absauggeräte

17.01.2020

Seite 5

LA780200 DC Stromkabel Auto mit Autostecker



LA780800 Batterie zu Absaugpumpe Laerdal LSU NiMH




LA782000 Tragetasche mit Schulterriemen zu LSU




LA782400 Seitentasche zu LSU



LA782600 Wandhalterung 12 V für LSU 1.5 M Kabel



LA782620 Wandhalterung zu LSU für 230 Volt 3.5 M Kabel



4) Mobile Absauggeräte

17.01.2020
Seite 6

4.1.2 Zubehör LSU Einwegsystem (Serres)

57157 Serres-Absaugbeutel 1-Liter, mit Winkel für Einwegsystem
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



57308 Serres Kanister 1 Liter, autoklavierbar, mit Winkel, zu Einwegsystem



LA781206 Serres Vakuum-Anschluss



4.1.3 Zubehör LSU Mehrwegsystem

LA781200 Aerosolfilter mit Schlauch zu LSU neue Version
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



LA781006 Winkelanschluss zu LSU (Deckel), weiss, (10 Stk.)
Packung mit 10 Stück



4) Mobile Absauggeräte

17.01.2020

Seite 7

LA781016 Winkelanschluss weiss zu LSU für Deckel, 1 Stk.



LA781002 Schwimmerball LSU (10 Stk.)
Packung mit 10 Stück



LA781012 Schwimmerball LSU (1 Stk.)
ein Stück



LA780430 Mehrweg-Sekretflaschen-Halter zu LSU



LA780431 Filterschlauch 30cm zu LSU



LA781003 Aerosol-Filter zu LSU, 1 Stk. alte Version
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



4) Mobile Absauggeräte

17.01.2020

Seite 8

LA784000 Mehrwegkanister kompl.mit Deckel zu LSU



LA784007 Winkelanschluss gelb in Deckelmitte zu LSU (10 Stk.)
Packung mit 10 Stück



LA784007-1 Vakuumverschluss gelb (Deckelmitte) zu LSU
ein Stück



LA784008 Dichtungsring innen, gelb, Silikon, zu LSU (10Stk.)
Packung mit 10 Stk.



LA784008-1 Dichtungsring innen, gelb, Silikon, zu Deckel LSU
ein Stück



LA793500 Spülflasche zu LSU



4) Mobile Absauggeräte

17.01.2020

Seite 9

4.1.4 Zubehör LCSU 4

LA886100 Einwegbehälter 300ml für LCSU 4 mit Patientenschlauch
90cm



LA886102 Einwegbehälter 800ml für LCSU 4
ein Stück
Lieferumfang: Verbindungsschlauch, Patientenschlauch 1.8m,
Behälter mit Deckel



LA886104 Einwegbehälter 800ml für LCSU 4 (6 Stk.)
Packung mit 6 Stück
Lieferumfang: 6 Verbindungsschläuche, 6 Patientenschläuche 1.8m, 6
Behälter mit Deckel



LA886106 Verbindungsschlauch für LCSU4 800ml



LA886107 Filter für LCSU4 800ml (10 Stk.)
Packung mit 10 Stück



LA886111 Ladegerät ohne Kaltgerätekabel zu LCSU 4



4) Mobile Absauggeräte

17.01.2020
Seite 10

LA886113 Akku für LCSU 3/4, 300/800ml



4) Mobile Absauggeräte

17.01.2020
Seite 11

4.2 Spencer Jet Compact

SC76100D Spencer Jet Compact Absaugeinheit 300D, mit Einwegbehälter 300ml

Jet Compact ist eine zuverlässige, tragbare Absaugeinheit mit dem Flüssigkeiten aus den Atemwegen entfernt werden. Dieses Absauggerät ist ideal für den Einsatz im Notfallbereich, beim Transport oder in Krankenhäusern. Sie werden von der Vielseitigkeit und der kompakten und leichten Bauweise überrascht sein. Das Gerät ist geräuscharm und Vibrationen auf ein Minimum reduziert, so das es auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen geschätzt wird. Der Akku ist einfach zu ersetzen. Gerät ist Flugtauglich.



Technische Daten:

Abmessungen (BxTxH):	245x70x185 mm
Gewicht:	1,6 kg
Vakuumbereich:	50 bis 550 mmHg / 0.06 bis 0.73 bar
Luftströmung am Pumpeneingang:	32 l/min
Betrieb:	Akku / Netzbetrieb

Lieferumfang: Patientenschlauch 1m, 300ml Einweg-Absaugbehälter, Wechsel- und Gleichstromadapter/ -ladegerät mit Netzkabel für 230V, Akku, Bedienungsanleitung

4.2.1 Zubehör Spencer Jet

SC75001E Einwegbehälter 300ml zu Spencer Jet

Lieferumfang: Einwegbehälter 300ml, Einweg-Patientenschlauch 1m

4) Mobile Absauggeräte

17.01.2020
Seite 12

4.3 Devilbiss VacuAide (QSU)

9018a VacuAide QSU 7314 mit 800ml Einwegabsaugbehälter

Geringe Geräuscentwicklung und hohe Saugleistung! Die VacuAide QSU überzeugt vor allem durch eine geräuschoptimierte Bauweise. Sie zählt deshalb in ihrem Segment zu einer der leisesten Absaugpumpen am Markt. Trotz der geringen Betriebsgeräusche ist die VacuAide QSU robust und leistungsstark.

Technische Daten:

Stufenlose Vakuumregulierung von -66 bis -735 mbar (-50 bis -550 mmHg)
Hohe Saugleistung von 27 l/min bei freiem Flow
Neuartiger hydrophober und selbstschließender Bakterienfilter für doppelten Überl
Funktionstasche, Multivolt-Netzteil und 12-Volt Fahrzeugadapter im Lieferumfang
Betrieb in der mitgelieferten Funktionstasche möglich
Der integrierte Akku sichert eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten im mobilen Einsatz
Innovativer Vakuumregler im Manometer integriert

Leiferumfang: Einwegbehälter 800ml, Ladegerät, 12V Autoladekabel,
Akku, Transporttasche, Absaugschlauch, Schlauchwinkel,
Bakterienfilter, Verbindungsschlauch, Bedienungsanleitung



9018 VacuAide QSU 7314 mit 1200ml Mehrwegabsaugbehälter

Geringe Geräuscentwicklung und hohe Saugleistung! Die VacuAide QSU überzeugt vor allem durch eine geräuschoptimierte Bauweise. Sie zählt deshalb in ihrem Segment zu einer der leisesten Absaugpumpen am Markt. Trotz der geringen Betriebsgeräusche ist die VacuAide QSU robust und leistungsstark.

Technische Daten:

Stufenlose Vakuumregulierung von -66 bis -735 mbar (-50 bis -550 mmHg)
Hohe Saugleistung von 27 l/min bei freiem Flow
Neuartiger hydrophober und selbstschließender Bakterienfilter für doppelten Überl
Funktionstasche, Multivolt-Netzteil und 12-Volt Fahrzeugadapter im Lieferumfang
Betrieb in der mitgelieferten Funktionstasche möglich
Der integrierte Akku sichert eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten im mobilen Einsatz
Innovativer Vakuumregler im Manometer integriert

Leiferumfang: Mehrwegbehälter 1200ml, Ladegerät, 12V
Autoladekabel, Akku, Transporttasche, Absaugschlauch,
Schlauchwinkel, Bakterienfilter, Verbindungsschlauch,
Bedienungsanleitung



7305D-608 Bakterienfilter zu Vacu-Aide QSU mit Mehrwegbehälter



4) Mobile Absauggeräte

17.01.2020

Seite 13

7305D-632 Einmalsekretbehälter 800ml zu Vacu-Aide QSU mit Deckel, Bakterienfilter und Verbindungsschlauch zu Pumpe / Behälter.



7314D-603 Mehrwegabsaugbehälter 1200ml zu Vacu-Aide QSU mit Zubehör




4) Mobile Absauggeräte

17.01.2020
Seite 14

4.4 Vitalograph Notfall-Aspirator

200132 Vitalograph Notfall-Aspirator

Der Notfall-Aspirator von Vitalograph wird in Krankenhäusern, beim Militär und in Reanimations-Ausstattungen für viele Spezialgebiete eingesetzt. Der Aspirator ist leistungsstark und schnell, mit einem einzigartigen Überlaufdesign. Es ist zum Reinigen leicht zu zerlegen und aus robustem Polycarbonat gefertigt.



Der Vitalograph auf einen Blick:

- Einhandbetrieb
- Unabhängig von Stromversorgung
- Sofortige, effektive Saugleistung
- Universalanschlüsse für alle gebräuchlichen Katheter
- Inklusive 9mm-Tubus und 6mm-Universal-Katheter

Technische Daten:

Vakuumleistung:

Nach 1 Zug: 120mm Hg / 16kPa

Nach 2 Zügen: 190mm Hg / 25kPa

Nach 3 Zügen: 220mm Hg / 29kPa

Maximal: 450mm Hg / 60kPa

Freie Saugleistung: 4.56 L/min, 120 Zyklen/min

Auffangvolumen: 240ml

Überlauf: Der Aspirator funktioniert unbegrenzt

Gewicht: 400g netto

Abmessungen: 165 x 165 x 87mm

Lieferumfang: Absaugset mit Schlauch und 2 Konnektoren

200132a Schutz- und Transporthülle zu Vitalograph Notfall-Aspirator



25125 Katheter 9mm zu Vitalograph 1 Paket à 5 Stück



Technische- und Preisänderungen vorbehalten. Die Bilder können vom Artikel abweichen.