


Katheterventile

Catheter Valves



Seit 40 Jahren erfolgreich am Markt

Successful on the market for 40 years



Die Alternative zum Tragen eines Urinbeutels

Von Ärzten empfohlene Urin-Ablass-Ventile

- Reduziert die Kontaminationsgefahr um ein Vielfaches im Vergleich zu Katheterstopfen
- Bildet mit dem Dauerkatheter ein geschlossenes System
- Lässt Blasenentleerungen im natürlichen Rhythmus zu
- Wirkt dem Verlust der Blasenkapazität entgegen
- Mit exaktem Öffnungs- und Verschlussmechanismus
→ Macht jede Miktion hygienischer
- Ist einfach zu reinigen
- Anwendungsdauer bis zu drei Monaten
- Katheterventile bestehen aus den Materialien Polyamid, Federstahl und Silikon
- Sie werden einzeln verpackt und sterilisiert geliefert.
- Sterilisationsverfahren: Ethylenoxid (EO)
- Sterilisationsgarantie:
Bei unbeschädigter Verpackung und sachgemässer Lagerung: 5 Jahre



Nicht wiederverwenden!

The alternative to carrying a urine bag

Urine drain valves recommended by physicians

- Reduces the risk of contamination many times over compared to catheter plugs
- Forms a closed system together with the indwelling catheter
- Allows bladder emptying in a natural rhythm
- Counteracts the loss of bladder capacity
- With precise opening and closing mechanism.
→ Makes every micturition more hygienic
- Is simple to clean
- Application duration up to three months
- Catheter valves are made of polyamide, spring steel and silicone
- They are delivered individually packaged and sterilized
- Sterilization process: Ethylene oxide (EO)
- Sterilization warranty:
With undamaged packaging and proper storage: 5 years



Do not reuse!


Katheterventil KV 100

mit Bajonettverschluss
(Zweihandbedienung)
Urinbeutelanschluss über Nacht mit Kupplungsstück möglich

REF 300000ST

grüner O-Ring
Gewicht 10 g

KV 100



Catheter valve KV 100

with bayonet lock
(for two-handed operation)
Possibility of overnight connection of the urine bag with the coupling piece

REF 300000ST

green O-ring
Weight 10 g


Katheterventil KV 100 EH

mit Bügel für Einhandbedienung und automatischer Schliessvorrichtung
Anschluss des Urinbeutels nicht möglich

REF 300100ST

roter O-Ring
Gewicht 10.5 g

KV 100 EH



Catheter valve KV 100 EH

with trigger for one-handed operation and automatic closure mechanism
Urine bag connection not possible

REF 300100ST

red O-ring
Weight 10.5 g


Katheterventil KV 200 EH

mit Bügel für Einhandbedienung, automatischer Schliessvorrichtung und Bajonettverschluss
Urinbeutelanschluss über Nacht mit Kupplungsstück möglich

REF 300101ST

grüner O-Ring
Gewicht 10.5 g

KV 200 EH



Catheter valve KV 200 EH

with trigger for one-handed operation, automatic closure mechanism and bayonet lock.
Possibility of overnight connection of the urine bag with the coupling piece

REF 300101ST

green O-ring
Weight 10.5 g

Möglichkeit einen Urinbeutel anzuschliessen

Vermeidet den mehrfachen Gang zur Toilette während der Nacht

Alle Katheterventile mit dem **grünen** O-Ring (Typen KV 100, KV 200 EH) können zusammen mit **dem Kupplungsstück KP 200** mit einem Urinbeutel verbunden werden.

Katheterventil KV 200 EH und Kupplungsstück KP 200 als Set geliefert für Einhandbedienung und Urinbeutelanschluss

REF 300102ST

grüner O-Ring
Gewicht 17 g

Kupplungsstück KP 200 für den Urinbeutelanschluss an die Katheterventile KV 100 und KV 200 EH

REF 300200ST

Gewicht 6.5 g

Zubehör - Handelsprodukte

Katheterstopfen

REF ST50016

Katheterklemme

REF ST50015

Gerne senden wir Ihnen ausführliche Unterlagen zu.
Ihr Fachhändler

Possibility to connect a urine bag

Avoids multiple trips to the toilet during the night

All catheter valves with a **green** O-ring (KV 100, KV 200 EH) can be connected to a **urine bag together with the KP 200 coupling piece**.

Catheter valve KV 200 EH and coupling piece KP 200 delivered as a set For one-hand operation and connection of urine bag

REF 300102ST

green O-ring
Weight 17 g

Coupling piece KP 200 to connect a urine bag to catheter valves KV 100 and KV 200 EH

REF 300200ST

Weight 6.5 g

Accessories - Trading products

Catheter plug


REF ST50016

Catheter clamp

REF ST50015

We will be happy to send you detailed documentation
Your specialist dealer

KV 200 EHKP



KP 200

